

機械器具 (21) 内臓機能検査用器具

高度管理医療機器 特定保守管理医療機器 重要パラメータ付き多項目モニタ 33586003


「ベッドサイドモニタ BSM-9100シリーズ ライフスコープ J」の構成品
SpO₂モジュール AL-900P

禁忌・禁止

接続する機器の添付文書を参照してください。

形状・構造および原理等

本装置は、入力箱(JA)に挿入して使用するSpO₂モジュールです。主に、新生児の動脈管開存の病態をモニタリングするために使用されます。出生後も肺高血症が持続し、動脈管を介して大量の右→左短絡が認められる病態が存在します。新生児の上肢と下肢の動脈血の2chの酸素飽和度の解離をモニタリングすることでこの病態の存在を認識できます。この目的で本モジュールのSpO₂は基本モジュールのSpO₂と組み合わせで使用します。

**適用機器**

本モジュールは、以下の機器に接続して使用できます。

適用機器	承認番号
ベッドサイドモニタ BSM-9100シリーズ ライフスコープ J	21600BZZ00519000
ベッドサイドステーション BSS-9820	21400BZZ00109000
ベッドサイドモニタ BSM-9500シリーズ ライフスコープ M	21000BZZ00575000
ベッドサイドステーション BSS-9800 ライフスコープ S	20900BZZ00517000

構成

名称・型名	個数
本体 AL-900P	1
付属品	一式

使用目的、効能または効果**使用目的**

接続する機器の添付文書を参照してください。

品目仕様等

接続する機器の添付文書を参照してください。

操作方法または使用方法等

接続する機器の添付文書を参照してください。

使用上の注意

接続する機器の添付文書を参照してください。

貯蔵・保管方法および使用期間等

接続する機器の添付文書を参照してください。

保守・点検に係る事項

装置を正しく使用するために、定期点検を実施してください。
詳細は、接続する機器の添付文書を参照してください。

包装

1台単位で梱包

AL-900Pの取扱説明書を必ずご参照ください。

製造販売 **日本光電** 日本光電工業株式会社
東京都新宿区西落合1-31-4 〒161-8560
☎(03) 5996-8000 (代表) Fax (03) 5996-8091

製造業者 **日本光電富岡株式会社**