

機械器具(21)内臓機能検査用器具

高度管理医療機器 特定保守管理医療機器 重要パラメータ付き多項目モニタ 33586003

「ベッドサイドモニタ BSM-6000シリーズ ライフスコープ TR」の構成品 データアクイジションユニット JA-694P


禁忌・禁止

接続する機器の付属文書を参照してください。

【形状・構造及び原理等】

1. 概要

本ユニットは、ベッドサイドモニタに用いられる入力ユニットAY-631P/633P/651P/653P/661P/663P/671P/673Pを本体から取り外してケーブルで延長し、使用するための接続機構です。



2. 構成

| | 名称・型名 | 個数 |
|-----|------------|----|
| (1) | 本体 JA-694P | 1 |
| (2) | 付属品 | 一式 |

3. 適用機種

本ユニットは、以下の機器に接続して使用できます。

| | 名称 | 承認番号/認証番号 |
|-------|--------------------------------------|------------------|
| (1) | ベッドサイドモニタ BSM-6000シリーズ ライフスコープ TR | 22000BZX01138000 |
| (2) | ベッドサイドモニタ BSM-9100シリーズ ライフスコープ J | 21600BZZ00519000 |
| * (3) | ベッドサイドモニタ CSM-1000シリーズ ライフスコープ G | 22500BZX00483000 |

【使用目的又は効果】

1. 使用目的

接続する機器の付属文書を参照してください。

【使用方法等】

接続する機器の付属文書を参照してください。

【使用上の注意】

接続する機器の付属文書を参照してください。

【保管方法及び有効期間等】

接続する機器の付属文書を参照してください。

【保守・点検に係る事項】

装置を正しく使用するために、定期点検を実施してください。
詳細は、接続する機器の付属文書を参照してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： 日本光電工業株式会社
電話番号： 03-5996-8000(代表)

日本光電

日本光電工業株式会社

東京都新宿区西落合1-31-4 〒161-8560
☎(03)5996-8000(代表) Fax. (03)5996-8091

<http://www.nihonkohden.co.jp/>