

機械器具(21)内臓機能検査用器具

高度管理医療機器 特定保守管理医療機器 解析機能付きセントラルモニタ 38470003

「セントラルモニタ CNS-6101」の構成品 無線式セントラルユニット RU-960P

禁忌・禁止

接続する機器の付属文書を参照してください。

【形状・構造及び原理等】


1. 品目の概要

本装置は、ナースステーションなどの患者環境外に設置し、患者に取り付けられた送信機からの無線信号を最大8人受信して、心拍数や呼吸数などの患者の情報をセントラルモニタに送出します。また、各生体情報を処理し、アラームなどの二次データも送出します。

2. 構成

名 称		個 数
(1)	本体 RU-960P	1
(2)	付属品	一式

3. 外観図



4. 適用機種

本ユニットは、以下の機器に接続して使用できます。
製造販売業者はすべて日本光電工業株式会社です。

販売名		承認番号
(1)	セントラルモニタ CNS-9601	22000BZX00168000
(2)	セントラルモニタ CNS-6101	22600BZX00527000

【使用目的又は効果】

1. 使用目的

接続する機器の付属文書を参照してください。

【使用方法等】

接続する機器の付属文書を参照してください。

【使用上の注意】

接続する機器の付属文書を参照してください。

【保管方法及び有効期間等】

接続する機器の付属文書を参照してください。

【保守・点検に係る事項】

装置を正しく使用するために、定期点検を実施してください。
詳細は、接続する機器の付属文書を参照してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： 日本光電工業株式会社
電話番号： 03-5996-8000(代表)

日本光電

日本光電工業株式会社

東京都新宿区西落合1-31-4 〒161-8560
☎(03)5996-8000(代表) Fax. (03)5996-8091

<http://www.nihonkohden.co.jp/>