

機械器具(21)内臓機能検査用器具

高度管理医療機器 特定保守管理医療機器 重要パラメータ付き多項目モニタ 33586003

「ベッドサイドモニタ CSM-1000シリーズ ライフスコープ G7/G5」の構成品 マルチアンプユニット AA-174P


禁忌・禁止

接続する機器の付属文書を参照してください。

【形状・構造及び原理等】

1. 概要

本ユニットは、生体信号入力機器であり、患者の生体情報を取り込むアンプと、マルチコネクタとの通信機能をもったユニットです。本ユニットを使用することにより、観血血圧(Press)、体温(Temp)、二酸化炭素分圧(CO₂)、心拍出量(CO)、BIS、TOFなどのパラメータを計測することができます。



本ユニットには以下のようなシンボルマークが使用されています。シンボルマークが示す名称および意味は下表のとおりです。

シンボルマーク	名称・意味	シンボルマーク	名称・意味
	耐除細動形のCF形装着部		製造日
	シリアルナンバー		製造業者
	CEマーク (XXXXはNotified Bodyの識別番号)		取扱説明に従うこと 背景色:青
	欧州代理人		* 注意
	防滴 I 形機器 垂直に滴下する水に対して保護する		WEEE
	上		壊れもの
	水ぬれ防止		上積み段数制限 (nは制限する段数)

2. 構成

	名称	個数
(1)	本体 AA-174P	1
(2)	付属品	一式

3. 適用機種

本ユニットは、以下の機器に接続して使用できます。

	名称	承認番号/認証番号
(1)	ベッドサイドモニタ CSM-1000シリーズ ライフスコープ G7/G5	229ADBZX00128000

【使用目的又は効果】

1. 使用目的

接続する機器の付属文書を参照してください。

【使用方法等】

接続する機器の付属文書を参照してください。

【使用上の注意】

接続する機器の付属文書を参照してください。

【保管方法及び有効期間等】

接続する機器の付属文書を参照してください。

【保守・点検に係る事項】

装置を正しく使用するために、定期点検を実施してください。詳細は、接続する機器の付属文書を参照してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 日本光電工業株式会社
電話番号: 03-5996-8000(代表)

日本光電

日本光電工業株式会社

東京都新宿区西落合1-31-4 〒161-8560
☎03-5996-8000(代表) Fax 03-5996-8091

<https://www.nihonkohden.co.jp/>