

医療用品(4) 整形用品
一般医療機器 医療用不織布 JMDN コード : 34655000
キュリティ 多目的スポンジ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造等



2. 原材料

スポンジ：レーヨン/ポリエステル混紡生地

3. 仕様等

吸水性：自重の 9 倍以上。

【使用目的又は効果】

創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布から成る被覆・保護材。

【使用方法等】

軟膏の塗布等に使用する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 本品は、単回使用製品であり、1 回限りの使用で使い捨て、再使用しないこと。
- (2) 包装の水濡れしたものは使用しないこと。
- (3) 包装を開封したら、速やかに使用すること。
- (4) 本品は、未滅菌品である。無菌性を必要とする個所には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

高温、多湿、直射日光及び水濡れを避けて室温で保管すること。

2. 有効期間

外装表示参照

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

*製造販売業者：カーディナルヘルス株式会社
カスタマーサポートセンター：0120-917-205