

一般医療機器

医療用品 04 整形用品
医療用不織布 34655000

J M S S B ガーゼ

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

不織布を複数積層させたガーゼで、滅菌品と未滅菌品がある。本品はレーヨンを使用している。

【使用目的又は効果】

創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布から成る被覆・保護材をいう。

***【使用方法等】**

1. 包装から本品を取り出します。
2. 創傷又は外科切開部の処置に使用します。

***【使用上の注意】**

***〈その他の注意〉**

未滅菌品は必要に応じて、以下の方法で滅菌すること。

1. 高圧蒸気滅菌
2. エチレンオキシド滅菌

【保管方法及び有効期間等】

〈有効期間〉

3 年 [自己認証 (当社データ) による]

包装の使用期限欄を参照すること。

****【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者
株式会社ジェイ・エム・エス

問い合わせ先
TEL 0120-923-107