

医療用品 4 整形用品
一般医療機器 単回使用汎用サージカルドレープ 35531000

覆布テープ

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

*【形状・構造及び原理等】

不織布製の手術用サージカルドレープの裏に、両面テープ又は粘着剤を貼付している。
本品には滅菌品と未滅菌品の2規格がある。

【使用目的又は効果】

手術室やカテーテル処置室の汚染（器具やテーブルの上）から外科切開部位や術野を隔離するために、保護的なカバー又は障壁として用いる不織布製の用具をいう。本品は患者を手術中の熱、炎又は他の形態のエネルギーから保護するためにも使用する。本品は単回使用である。

**【使用方法等】

1. 本品を包装から取り出します。
2. 裏面の剥離紙をはがし、覆布に貼付します。

**【使用上の注意】

**〈その他の注意〉

未滅菌品は必要に応じて、以下の方法で滅菌すること。

1. 高圧蒸気滅菌
2. エチレンオキシド滅菌

【保管方法及び有効期間等】

〈有効期間〉

3年〔自己認証（当社データ）による〕
包装の使用期限欄を参照すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
株式会社ジェイ・エム・エス
電話番号：082-243-5806