

一般医療機器

医療用品 4 整形用品
医療用不織布 34655000

JMS 圧迫綿

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

不織布からなる円筒状又は円盤状の被覆・保護材で、滅菌品と未滅菌品がある。本品は綿、ポリエチレン、ポリプロピレン、レーヨン又はポリエステルを使用している。

【使用目的又は効果】

創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布から成る被覆・保護材をいう。

*【使用方法等】

1. 包装から本品を取り出します。
2. 穿刺部を押さえるようにしてテープ等で固定します。

*【使用上の注意】

*〈その他の注意〉

未滅菌品は必要に応じて、以下の方法で滅菌すること。

1. 高圧蒸気滅菌
2. エチレンオキサイド滅菌

【保管方法及び有効期間等】

〈有効期間〉

3 年〔自己認証（当社データ）による〕

包装の使用期限欄を参照すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社ジェイ・エム・エス

問い合わせ先

TEL 0120-923-107