

機械器具 54 医療用捲綿子
一般医療機器 医科用捲綿子 10172000

JMS 綿棒


再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

**【形状・構造及び原理等】

**軸にセルロース繊維等の各種繊維からなる綿球を取り付けている。

〈構成〉



・本品には以下の原材料を使用している。

構成部品	原材料
綿球	綿

【使用目的又は効果】

身体の一部及び体内に、薬剤を塗布するために使用する。治療を適用すること、または検査のための試料を採取することを目的とする。

**【使用方法等】

1. 包装から本品を取り出します。
- *2. 薬剤の塗布を行う場合は、綿球に薬剤を含ませます。

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉

軸に力を入れすぎたり、軸を強く押したりしないこと。[軸が折れるおそれがある。]

**【使用上の注意】

**〈その他の注意〉

未滅菌品は必要に応じ、以下の方法で滅菌すること。

1. 高圧蒸気滅菌
2. エチレンオキサイド滅菌
3. 電子線滅菌
4. ガンマ線滅菌

【保管方法及び有効期間等】

〈有効期間〉

3 年 [自己認証(当社データ)による]

包装の使用期限欄を参照すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社ジェイ・エム・エス

電話番号：082-243-5806