

視力補正用レンズ
一般医療機器 検眼レンズ 34653000 (JMDN コード)
ヘリオス 1. 5 0 トライアルレンズセット

【形状・構造及び原理等】

枠付きレンズ（つまみ部分付き）

レンズ部分：プラスチック製、屈折率 1. 5 0、遠用度数は全て 0. 0 0 D

レンズ枠部分：金属製

つまみ部分：プラスチック製

つまみ部分に商品略号、加入度数等を表示します。

検眼レンズを単体または組み合わせて使用し、自覚的検査により眼の屈折補正量を測定・評価します。

【使用目的、効能又は効果】

検鏡レンズ。屈折検査用。

【品目仕様等】

屈折検査用。「JIS T 4402」に適合する。

【操作方法又は使用方法等】

検眼レンズフレーム（トライアルフレーム）に検眼レンズをセットして使用します。

【使用上の注意】

被験者の身体に異常を来たさないよう、適切な検眼レンズを選択し装用時間に注意してください。

使用後は、次の使用に支障ないように清浄にしてください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

室温で保管してください。

【包装】

検眼レンズ 18 枚入り（左右 各 9 枚）

ただし、要望により 18 枚未満の単体および複数の組み合わせで、補充・販売することがあります。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元

日本レンズ工業株式会社

大阪府岸和田市下松町 2 丁目 3-25

製造元

日本レンズ工業株式会社

大阪府岸和田市下松町 2 丁目 3-25

問合せ先

日本レンズ工業株式会社

大阪府岸和田市下松町 2 丁目 3-25

電話 072-423-2421