

機械器具(21) 内臓機能検査用器具
高度管理医療機器 重要パラメータ付き多項目モニタ 33586003

**** 患者モニタ Vista 120 の付属品**
(etCO₂ 計測付属品)

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止。

**** 【形状・構造及び原理等】**

1. 外観

CO₂サイドストリームRespironics LoFlo測定用付属品

LoFlo™ モジュール取り付けブラケット




ディスポーザブル CO₂ 鼻腔カニューレ・成人用

成人/ 小児用エアウェイアダプタキット、脱湿チューブ付き



ディスポーザブルサンプルラインキット、脱湿チューブ付き

成人用鼻腔 CO₂、O₂ 供給サンプルカニューレ付き



小児用鼻腔 CO₂、O₂ 供給サンプルカニューレ付き

幼児用鼻腔 CO₂、O₂ 供給サンプルカニューレ付き



成人用鼻腔/ 口腔 CO₂ サンプルカニューレ

小児用鼻腔/ 口腔 CO₂ サンプルカニューレ



成人用鼻腔/ 口腔 CO₂、O₂ 供給サンプルカニューレ付き

成人/ 小児用エアウェイアダプタキット



ディスポーザブル CO₂ 鼻腔カニューレ・小児用

ディスポーザブル CO₂ 鼻腔カニューレ・幼児用



小児/ 幼児用エアウェイアダプタキット、脱湿チューブ付き



CO₂ Dräger G2 サイドストリーム測定用付属品

ディスプレイケーブル CO₂ サンプルライン、オスルアーロック付き



成人用鼻腔 CO₂ サンプルカニューレ
 幼児用鼻腔 CO₂ サンプルカニューレ



新生児用鼻腔 CO₂ サンプルカニューレ
 成人用鼻腔 CO₂、O₂ 供給サンプルカニューレ付き



小児用鼻腔 CO₂、O₂ 供給サンプルカニューレ付き
 成人用 Capnomask CO₂、O₂ 供給サンプルカニューレ付き



小児用 Capnomask CO₂、O₂ 供給サンプルカニューレ付き
 x Dräger G2 CO₂ モジュール用ウォータトラップ



CO₂ Dräger MCable メインストリーム測定用付属品

Dräger CO₂ 用 CO₂ インタフェースケーブル



CO₂ キュベット、成人用、ディスプレイケーブル
 CO₂ キュベット、小児用、ディスプレイケーブル



CO₂ キュベット、成人用、リユースケーブル
 CO₂ キュベット、小児用、リユースケーブル



Dräger Mcable CO₂ センサのパーキングホルダ



2. 原理

本体の添付文書を参照すること。

****【使用目的又は効果】**

重要パラメータ(不整脈を検出し、無呼吸を検出し、又は、麻酔等における弛緩薬及び局所麻酔薬の投与量の決定を支援するためのもの)を含む生体情報を収集し、監視すること。

【使用方法等】

使用方法については、本体の添付文書や取扱説明書を参照してください。

【使用上の注意】

取扱説明書を必ずご参照ください。

重要な基本的注意

1. 使用時にCO₂エアウェイアダプタが外れないよう、しっかりと接続すること。
2. チューブ内の湿度が高すぎる又は分泌物が過剰に認められる場合、又は患者の状態に変化が無いのに予期せずCO₂波形が変化する場合、CO₂エアウェイアダプタを交換してください。
3. 本品を滅菌しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

有効期間

包装上のラベル中の使用期限を参照

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

* 製造販売業者： ドレーゲルジャパン株式会社
住所： 東京都品川区上大崎 2-13-17 目黒東急ビル
電話番号： 03-6447-7200

設計を行う

外国製造業者： ドレーゲルベルク社
Drägerwerk AG & Co. KGaA (Moislinger)

製造国： ドイツ連邦共和国

取扱説明書を必ずご参照ください。