

添付文書

2018 年 11 月（第 3 版）＊

届出番号 27B2X00110000005

2017 年 4 月（第 2 版）

一般医療機器 医 04 整形用品
医療ガーゼ（JMDN コード 13700000）

NISSIN ガーゼⅢ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【製造販売業者及び製造業者の氏名または名称等】

製造販売業者

氏名：日進医療器株式会社

第二種医療機器製造販売業

住所：大阪府中央区道修町 1－4－2

電話：06-6223-1030

外国製造業者＊

国名：中華人民共和国（China）

氏名：Winner Medical Co.,Ltd.

【形状、構造及び原理等】

綿 100% のガーゼを滅菌した製品です。

製品の種類及び寸法＊

品種	サイズ
S サイズ	5.0×5.0 cm
M サイズ	7.5×7.5 cm
L サイズ	7.5×10.0 cm

【使用目的又は効果】

創傷面の保護、血液・体液の吸収、薬剤の塗布等。

【使用方法等】

本品を無菌的に滅菌袋より取り出し、そのまま直ちに、
1 回限り使用する。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 体内へ留置しないこと。
- 包装が開封、破損及び汚損している場合は使用しないこと。
- 開封後は、なるべく早めに使用してください。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

直射日光のあたらない、湿気の少ない清潔な場所に保管して下さい。

使用期限

容器又は被包に表示。

【保守・点検に係る事項】

再使用禁止・再滅菌禁止