

添付文書

2015年11月（第3版）**（新記載要領に基づく改訂）
2014年6月（第2版）*

届出番号 27B2X0011000007

医 04 整形用品
一般医療機器 医療脱脂綿 JMDNコード 70975000

NISSIN 脱脂綿カット

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【製造販売業者及び製造業者の氏名または名称等】

製造販売業者：日進医療器株式会社
大阪市中央区道修町1-4-2
電話：06-6223-1030

外国製造業者**

国名：中華人民共和国（China）
氏名：Winner Medical Co.,Ltd.

【形状・構造及び原理等】

綿100%の脱脂綿製品である。

製品の種類及びサイズ

製品の種類	サイズ
50 g	8 cm × 16 cm
100 g	8 cm × 16 cm
500 g	8 cm × 16 cm
55 g	8 cm × 8 cm

【使用目的又は効果】

体表から少量の体液の吸収、薬剤の塗布等

【使用方法等】

衛生材料として適宜使用者が使用用途に応じて裁断し、又は剥がし、又は巻きつけて使用する。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 体内へ留置しないこと。
- 包装が開封、破損及び汚損している場合は使用しないこと。
- 開封後は早めに使用すること。
- 滅菌して使用する場合は、再滅菌しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光のあたらない、湿気の少ない清潔な場所に保管してください。

【保守・点検に係る事項】

再使用禁止