

機械器具 72 視力補正用レンズ
一般医療機器 眼鏡レンズ 35957000 (JMDNコード)
【 調光レンズ 】

【形状・構造及び原理等】

非球面設計の屈折プラスチックレンズで凸の半球形レンズ。

差渡し：70mm±

厚さ：1.8mm±

度数によって調節可能

【使用目的又は効果】

眼鏡レンズ。視力を補正する効果があります。

【使用方法等】

レンズの光軸を所定の位置にあわせ、玉型の大きさと形状に加工します。

【使用上の注意】

加工時にはミスト及び粉塵の飛散により暴露の可能性があるので、加工機にミスト及び粉塵の飛散防止策を取ることを推奨します。

【保管方法及び有効期間等】

室温で保管して下さい。(高温、多湿、直射日光を避け、適切な場所に保管して下さい。)

【保守・点検に係わる事項】

本製品の継続使用の可否は、眼科医や購入店にご相談下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

名称：アドバンスジャパン株式会社

住所：埼玉県川口市大字東本郷118-1

電話番号：048-234-8291

製造業者

名称：タイチョウ チャンヘ オプティカル グラス

Taizhou Tianhe Optical Glasses Co., Ltd.

国名：中国