

アルゴンガス手術装置の付属品
(アルゴンガスレギュレーター)


****【禁忌・禁止】**

＜使用方法＞

1. ガスタンクに接続する際にはフォース・アルゴンⅡ本体の電源が OFF もしくはスタンバイ状態で、かつアルゴンガスタンクのバルブが閉じた状態であることを確認すること。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造等



2. 原理

アルゴン強化ガス使用の電気外科手術中に使用中、フォース・アルゴンII電気手術器本体に接続することで、供給するアルゴンガスの流量を調節する。

【使用目的又は効果】

本品は、アルゴン強化ガス使用の電気外科手術中、フォース・アルゴンII電気手術器本体に接続し、供給するアルゴンガスの流量を調節する。

【使用方法等】

詳細についてはフォース・アルゴンIIユーザズガイドの第7章「アルゴンガスタンクの交換」を参照すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- (1) 高温、多湿、直射日光及び水濡れを避けて室温で清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

**選任製造販売元：
 コヴィディエンジャパン株式会社
 カスタマーサポートセンター：0120-998-971
 テクニカルサポート：0120-073-008

*外国特例承認取得者：

Covidien
(コヴィディエン)
アメリカ合衆国