

**2015年11月改訂 (第3版) (新記載要領に基づく改訂)

*2005年4月改訂 (第2版)

届出番号: 13B2X00023000002

一般医療機器 医 04 整形用品 34655000 医療用不織布

シングルガーゼ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

体内に留置しないこと

【形状・構造及び原理等】

脱脂綿（綿 100%）を水流により絡め布状にしたもの。

【使用目的又は効果】

*創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布から成る被覆・保護材をいう。

【使用方法等】

**衛生材料として必要に応じて滅菌して使用すること。

【使用上の注意】

**繊維が患部に残らないように注意すること。

**滅菌して使用する場合は再滅菌しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

**1. 保管方法

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

**2. 有効期間

本品の使用期限は包装に記載 [自己認証 (自社データ) による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12

**<http://www.hakujuji.co.jp/>

お問い合わせ (お客様相談室) TEL0120-01-8910 (休日・夜間 TEL 03-3987-6111)