

\*\*2015年8月改訂（第3版）（新記載要領に基づく改訂）

\*2005年4月改訂（第2版）

届出番号: 13B2X00023000021

一般医療機器 医 04 整形用品 13700000 医療ガーゼ

# コメガーゼ

再使用禁止

## 【禁忌・禁止】

再使用禁止  
体内に留置しないこと

## 【形状・構造及び原理等】

綿100%の平織りガーゼ

## 【使用目的又は効果】

\*\*外科切開口、他の皮膚損傷又は内部構造に対し、出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染から器官の保護を目的とするガーゼ

## 【使用方法等】

\*\*適当な長さに切って、滅菌して使用すること

## 【使用上の注意】

体内に留置しないこと  
体重を支えるロープ又は包帯として使用しないこと

## 【保管方法及び有効期間等】

### \*\*1. 保管方法

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること  
小児の手の届かないところに保管すること

### \*\*2. 有効期間

\*\*本品の使用期限は包装に記載 [自己認証 (自社データ) による]

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12

\*\*<http://www.hakujuji.co.jp/>

問い合わせ（お客様相談室） TEL 0120-01-8910（休日・夜間 TEL 03-3987-6111）