

\*\*2015 年 10 月改訂（第 3 版）（新記載要領に基づく改訂）

\*2005 年 7 月改訂（第 2 版）

届出番号: 13B2X00023000079

一般医療機器 医 04 整形用品 34654000 手術用被覆・保護材

# サージカルパット滅菌済

再使用禁止

## 【禁忌・禁止】

再使用禁止・再滅菌禁止

裁断加工禁止

体内に深く挿入し、埋め込み又は留置をしないこと

## 【形状・構造及び原理等】

\*脱脂綿（綿 100%）をガーゼ（綿 100%）もしくは  
不織布（セルロース 100%）で挟み込み圧着したもの。  
形状は 4 角形で、向かい合う 2 辺を接着したもの。

## 【使用目的又は効果】

術後創傷のために用いる適切なサイズの被覆・保護材をいう。

## 【使用方法等】

本品を無菌的に滅菌袋より取り出し、そのまま直ちに、  
1 回限り使用すること。

## 【使用上の注意】

裁断面から糸がはつれることがあるので、体内に残らないように使用すること。  
一度開封したものは、滅菌状態が保てないので、開封後は全量を消費すること。

## 【保管方法及び有効期間等】

### \*\*1. 保管方法

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

### \*\*2. 有効期間

本品の使用期限は包装に記載「自己認証（自社データ）による」

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12

\*\*<http://www.hakujuji.co.jp/>

問い合わせ（お客様相談室） TEL 0120-01-8910 （休日・夜間 TEL 03-3987-6111）

