

2006 年 2 月 15 日作成（第 2 版）

*2006 年 3 月 25 日作成（第 3 版）

届出番号：13B2X00023000132

医 4 整形用品 11028000 コットンボール 一般医療機器

トップバリュコットン球

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

体内に留置しないこと

【形状・構造等】

脱脂綿（綿 100%）を球状に丸めたもの

【使用目的、効能又は効果】

様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を除去するために用いる綿繊維の球状の塊をいう

【品目仕様等】

水の吸収性能は自重の約 20 倍を示す

【操作方法又は使用方法】

ご使用の際は手指を清潔にし、衛生材料として適宜ご使用ください

直接患部に使用する時は、綿球を消毒薬等で殺菌してからご使用ください

【使用上の注意】

繊維が患部に残らないように注意してください

綿の表面あるいは内部に、黒色や黄色の斑点が見られることがありますが、これは綿の実殻ですので品質上問題はありません、安心してご使用ください

【貯蔵方法及び使用期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔なところに保管してください

開封後はチャックをしっかりと閉めて保管し、できるだけ早くお使いください

小児の手の届かないところに保管してください

品質保持期限は、未開封の状態で、表示されている方法で保管したときに品質が保たれる期限です

本商品の品質保持期限は製造日より3年です

*【包装】

単位 g / 内容量 10 g

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12

問い合わせ（お客様相談室） TEL 0120-01-8910 （休日・夜間 TEL 03-3987-6111）

*製造業者 株式会社山洋