

一般医療機器 医 04 整形用品 34655000 医療用不織布

# コットンクロス

再使用禁止

## 【禁忌・禁止】

再使用禁止

## 【形状・構造及び原理等】

ガーゼと脱脂綿を水流により絡め布状にしたもの。

## 【使用目的又は効果】

創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布から成る被覆・保護材をいう。

## 【使用方法等】

衛生材料として必要に応じて滅菌して使用すること。

## 【使用上の注意】

体内に留置しないこと。[使い捨て医療機器のため]

繊維が患部に残らないように注意すること。[治癒の妨げになる可能性があるため]

滅菌して使用する場合は再滅菌しないこと。[品質及び安全性を保証できないため]

## 【保管方法及び有効期間等】

### 1. 保管方法

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

クロスを取り出すと次の一枚が外気に触れている状態となるため、連続して使用せず、長い間放置状態の場合には汚染に注意して保管すること。

### 2. 有効期間

本品の使用期限は包装に記載。 [自己認証（自社データ）による]

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12

<https://www.hakujuji.co.jp/>

お問い合わせ（お客様相談室）TEL0120-01-8910（休日・夜間 TEL 03-3987-6111）