

## エキスプローラー

### 【形状・構造及び原理等】

[概要]

本品は柄部がキャビティファインダー型（CF）と八角形型（OCT）の2種類からなり、片頭（シングルエンド）または両頭（ダブルエンド）に種々の作業部（チップ）がある。



種類及び形状は以下のとおり。

片頭

種類	形状
SE 3	
CF SE 6、 CF SE 6XT、SE 6	
CF SE 6L、SE 6L	
CF SE 6L-H	
CF SE 17	
CF SE 23、 CF SE 23XT、SE 23	

両頭

種類	形状
DE 1	
CF DE 2、 CF DE 2XT、DE 2	
CF DE 2CH	
CF DE 3CH	
CF DE 5、 CF DE 5XT、DE 5	
CF DE 6、 DE 6	
CF DE 6/23、 DE 6/23	
CF DE 11/12	
CF DE OD 11/12	
DE RC 16	
DE RC 23/6	

### 【使用目的又は効果】

歯科診療で触診等に用いる。

### 【使用上の注意】\*\*

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり、既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。

（注意事項の内容例）

平成26年10月31日事務連絡

「医療機器の添付文書の記載要領に関するQ&Aについて」別添1

### 【保守・点検に係る事項】\*\*

附着した血液等を十分に洗浄して乾燥させ、滅菌バッグ等に入れ、オートクレーブ滅菌（121℃、20分以上、又は135℃、3分以上）を行う。

### 【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】\*\*

製造販売者 白水貿易株式会社

電話 番号 06-6396-4400

F A X 番号 06-6396-4457

ホームページ <https://www.hakusui-trading.co.jp/>

製造業者 Premier Dental Products Company

製造国 アメリカ