

**2026 年 10 月改訂（第 5 版）
*2021 年 2 月改訂（第 4 版）

届出番号：27B1X00020221061

機械器具 62 歯科用切削器
歯周用キュレット 41660000
一般医療機器

LM ユニバーサルキュレット

【形状・構造及び原理等】**

[形状]

把柄部

ES：直径φ13.7mm（両端部）



XSi：直径φ11.5mm（両端部）



Si：直径φ8.5mm（両端部）



作業部

種類	左作業部	右作業部
マッコール 13S-14S LM 222-223		
ミニマッコール 13S-14S LM 222-223M		
LM 15-16 LM 225-226		
マッコール 17-18 LM 277-278		
マッコール 17S-18S LM 279-280		
ランガーキュレット 1-2 LM 281-282		
ランガーキュレット 3-4 LM 283-284		
ランガーキュレット 5-6 LM 285-286		
ランガーキュレット ミニ 1-2 LM 281-282M		
ランガーキュレット ミニ 3-4 LM 283-284M		
ランガーキュレット ミニ 5-6 LM 285-286M		
ゴールドマン フォックス3 LM 233-234		
コロンビア 2L-2R LM 217-218		
コロンビア 4L-4R LM 219-220		

コロンビア 13-14 LM 237-238		
シンテット LM 215-216		
シンテット ミニ LM 215-216M		
バーンハルト 5-6 LM 227-228		

【種類】

マッコール 13S-14S LM 222-223	ES、XSi、Si
ミニマッコール 13S-14S LM 222-223M	ES、XSi、Si
LM 15-16 LM 225-226	ES、XSi、Si
マッコール 17-18 LM 277-278	ES、XSi、Si
マッコール 17S-18S LM 279-280	ES、XSi、Si
ランガーキュレット 1-2 LM 281-282	ES、XSi、Si
ランガーキュレット 3-4 LM 283-284	ES、XSi、Si
ランガーキュレット 5-6 LM 285-286	ES、XSi、Si
ランガーキュレットミニ 1-2 LM 281-282M	ES、XSi、Si
ランガーキュレットミニ 3-4 LM 283-284M	ES、XSi、Si
ランガーキュレットミニ 5-6 LM 285-286M	ES、XSi、Si
ゴールドマンフォックス3 LM 233-234	ES、XSi、Si
コロンビア 2L-2R LM 217-218	ES、XSi、Si
コロンビア 4L-4R LM 219-220	ES、XSi、Si
コロンビア 13-14 LM 237-238	ES、XSi、Si
シンテット LM 215-216	ES、XSi、Si
シンテット ミニ LM 215-216M	ES、XSi、Si
バーンハルト 5-6 LM 227-228	ES、XSi、Si

【使用目的又は効果】

歯肉縁上及び歯肉縁下の搔爬に用いる。

【使用方法等】

作業部の刃を歯肉縁上又は歯肉縁下にあて、搔き出しを行う。

【使用上の注意】

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり、既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。
（注意事項の内容例）
平成26年10月31日事務連絡
「医療機器の添付文書の記載要領に関するQ&Aについて」別添1

【保守・点検に係る事項】*

付着した血液等を十分に洗浄して乾燥させ、滅菌バッグ等に入れ、オートクレーブ滅菌（121℃、20分以上、又は135℃、3分以上）を行う。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者 白水貿易株式会社
電 話 番 号 06-6396-4400
F A X 番 号 06-6396-4457
ホームページ <https://www.hakusui-trading.co.jp/>
製 造 業 者 LM Instruments Oy
製 造 国 フィンランド