

LM グレーシーキュレット

【形状・構造及び原理等】*

[形状]

把柄部

XSi：直径φ11.5mm（両端部）






Si：直径φ8.5mm（両端部）



作業部

種類	左作業部	右作業部
1-2 LM 201-202		
3-4 LM 203-204		
P3-P4 LM 266-267		
5-6 LM 205-206		
7-8 LM 207-208		
9-10 LM 209-210		
11-12 LM 211-212		
13-14 LM 213-214		
15-16 LM 245-246		
17-18 LM 247-248		
リジッド 1-2 LM 201-202R		
リジッド 7-8 LM 207-208R		
リジッド 11-12 LM 211-212R		
リジッド 13-14 LM 213-214R		

リジッド 15-16 LM 245-246R		
ミニ 1-2 LM 201-202M		
ミニ 7-8 LM 207-208M		
ミニ 11-12 LM 211-212M		
ミニ 13-14 LM 213-214M		
ミニ 15-16 LM 245-246M		
ミニ 17-18 LM 247-248M		
M-D グレーシー 11-14 LM 211-214		
M-D グレーシー 12-13 LM 212-213		
M-D グレーシー 15-18 LM 245-248		
M-D グレーシー 16-17 LM 246-247		
M-D グレーシーミニ 11-14 LM 211-214M		
M-D グレーシーミニ 12-13 LM 212-213M		
M-D グレーシーミニ 15-18 LM 245-248M		
M-D グレーシーミニ 16-17 LM 246-247M		
M-D グレーシーマクロ 11-14 LM 211-214AF		
M-D グレーシーマクロ 12-13 LM 212-213AF		
マクロ 5-6 LM 205-206AF		

マクロ 7-8 LM 207-208AF	
マクロ 11-12 LM 211-212AF	
マクロ 13-14 LM 213-214AF	
マクロ 5-6 LM 205-206AF+	
マクロ 7-8 LM 207-208AF+	
マクロ 11-12 LM 211-212AF+	
マクロ 13-14 LM 213-214AF+	

〔種類〕

1-2 LM 201-202 XSi、Si
 3-4 LM 203-204 XSi、Si
 P3-P4 LM 266-267 XSi、Si
 5-6 LM 205-206 XSi、Si
 7-8 LM 207-208 XSi、Si
 9-10 LM 209-210 XSi、Si
 11-12 LM 211-212 XSi、Si
 13-14 LM 213-214 XSi、Si
 15-16 LM 245-246 XSi、Si
 17-18 LM 247-248 XSi、Si
 リジッド 1-2 LM 201-202R XSi、Si
 リジッド 7-8 LM 207-208R XSi、Si
 リジッド 11-12 LM 211-212R XSi、Si
 リジッド 13-14 LM 213-214R XSi、Si
 リジッド 15-16 LM 245-246R XSi、Si
 ミニ 1-2 LM 201-202M XSi、Si
 ミニ 7-8 LM 207-208M XSi、Si
 ミニ 11-12 LM 211-212M XSi、Si
 ミニ 13-14 LM 213-214M XSi、Si
 ミニ 15-16 LM 245-246M XSi、Si
 ミニ 17-18 LM 247-248M XSi、Si
 M-D グレーシー 11-14 LM 211-214 XSi、Si
 M-D グレーシー 12-13 LM 212-213 XSi、Si
 M-D グレーシー 15-18 LM 245-248 XSi、Si
 M-D グレーシー 16-17 LM 246-247 XSi、Si
 M-D グレーシーミニ 11-14 LM 211-214M XSi、Si
 M-D グレーシーミニ 12-13 LM 212-213M XSi、Si
 M-D グレーシーミニ 15-18 LM 245-248M XSi、Si
 M-D グレーシーミニ 16-17 LM 246-247M XSi、Si
 M-D グレーシーマクロ 11-14 LM 211-214AF XSi、Si
 M-D グレーシーマクロ 12-13 LM 212-213AF XSi、Si
 マクロ 5-6 LM 205-206AF XSi、Si
 マクロ 7-8 LM 207-208AF XSi、Si
 マクロ 11-12 LM 211-212AF XSi、Si
 マクロ 13-14 LM 213-214AF XSi、Si
 マクロ 5-6 LM 205-206AF+ XSi、Si
 マクロ 7-8 LM 207-208AF+ XSi、Si
 マクロ 11-12 LM 211-212AF+ XSi、Si
 マクロ 13-14 LM 213-214AF+ XSi、Si

【使用目的又は効果】

歯肉縁下及び根面の搔爬に用います。

【使用方法等】

作業部の刃を歯肉縁下または根面にあて、搔き出しを行います。

【使用上の注意】

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり、既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。

(注意事項の内容例)

平成26年10月31日事務連絡

「医療機器の添付文書の記載要領に関するQ&Aについて」別添1

【保守・点検に係る事項】**

付着した血液等を十分に洗浄して乾燥させ、滅菌バック等に入れてオートクレーブ滅菌(134℃-137℃、2bar、3分以上)を行う。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 白水貿易株式会社

電話番号 06-6396-4400

FAX番号 06-6396-4457

ホームページ <https://www.hakusui-trading.co.jp/>

製造業者 LM-Instruments Oy

製造国 フィンランド