

LM コンポジット

【形状・構造及び原理等】*

〔形状〕

把柄部

ES：直径φ13.5mm（両端部）



XSi：直径φ11.5mm（両端部）



Si：直径φ8.5mm（両端部）



作業部

種類	左作業部	右作業部
フローインスツルメント I0 LM 484-485		
パッカーモデラー LM 482-483		
パッカーモデラー LM 482-702		
パッカーモデラー LM 483-703		
プラスチックインスツル メント アンテリア LM 43-47		
プラスチックインスツル メント ポステリア LM 48-702		
フォームコンデンサー 1.5-2.5mm LM 702-703		
トリメックス メジアル 1 1.0mm LM 6122-6222		
トリメックス メジアル 2 1.5mm LM 6322-6422		
トリメックス ディスタル 1 1.0mm LM 6121-6221		
トリメックス ディスタル 2 1.5mm LM 6321-6421		
CMF シェーパー LM 44-45		

パッカーモデラー ダークダイヤモンド LM 482-483DD		
プラスチックインスツル メント アンテリア ダーク ダイヤモンド LM 43-47DD		
プラスチックインスツル メント ポステリア ダーク ダイヤモンド LM 48-702DD		

〔種類〕

- ・フローインスツルメントI0 LM 484-485 ES、XSi、Si
- ・パッカーモデラー LM 482-483 ES、XSi、Si
- ・パッカーモデラー LM 482-702 ES、XSi、Si
- ・パッカーモデラー LM 483-703 ES、XSi、Si
- ・プラスチックインスツルメント アンテリア LM 43-47 ES、XSi、Si
- ・プラスチックインスツルメント ポステリア LM 48-702 ES、XSi、Si
- ・フォームコンデンサー 1.5-2.5mm LM 702-703 ES、XSi、Si
- ・トリメックス メジアル 1 1.0mm LM 6122-6222 ES、XSi、Si
- ・トリメックス メジアル 2 1.5mm LM 6322-6422 ES、XSi、Si
- ・トリメックス ディスタル 1 1.0mm LM 6121-6221 ES、XSi、Si
- ・トリメックス ディスタル 2 1.5mm LM 6321-6421 ES、XSi、Si
- ・CMF シェーパー LM 44-45 ES、XSi、Si
- ・パッカーモデラー ダークダイヤモンド LM 482-483DD ES
- ・プラスチックインスツルメント アンテリア ダークダイヤモンド LM 43-47DD ES
- ・プラスチックインスツルメント ポステリア ダークダイヤモンド LM 48-702DD ES

【使用目的又は効果】

練成充填材を窩洞に移送、填塞、成形するために使用します。

【使用方法等】

作業部を用いて充填材の移送、填塞、成形を行います。

【使用上の注意】*

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり、既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。
 （注意事項の内容例）
 平成26年10月31日事務連絡
 「医療機器の添付文書の記載要領に関するQ&Aについて」別添1

【保守・点検に係る事項】** *

付着した血液等を十分に洗浄して乾燥させ、滅菌バック等に入れてオートクレーブ滅菌(134℃-137℃、2bar、3分以上)を行う。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者 白水貿易株式会社
 電話番号 06-6396-4400
 F A X 番号 06-6396-4457
 ホームページ <https://www.hakusui-trading.co.jp/>
 製造業者 LM-Instruments Oy
 製造国 フィンランド