

機械器具 58 整形用機械器具  
歯科インプラント技工用器材 70757000  
一般医療機器

## エクスプレスレプリカ

### 【形状・構造及び原理】

〔形状〕



### 【使用目的又は効果】

本品はエクスプレスアバットメントに装着する上部構造を作製するために用いる歯科技工用の器具である。

### 【使用方法等】

1. 印象内のエクスプレス インプレッションキャップに本品を装着する。
2. 印象に石膏を注入・築盛し、作業用模型を作製する。（本品は作業用模型に組み込まれる）

### 【使用上の注意】

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり、既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。

（注意事項の内容例）

平成 26 年 10 月 31 日事務連絡「医療機器の添付文書の記載要領に関する Q & A について」別添 1

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】\*

|             |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 製 造 販 売 業 者 | 白水貿易株式会社                                                        |
| 製 造 国       | スウェーデン                                                          |
| 製 造 業 者     | Neoss AB                                                        |
| 販 売 業 者     | ネオス・ジャパン株式会社                                                    |
| 電 話 番 号     | 03-5289-3511                                                    |
| F A X 番 号   | 03-5289-3512                                                    |
| ホ ー ム ペ ー ジ | <a href="https://www.neoss.co.jp/">https://www.neoss.co.jp/</a> |

取扱説明書を必ずご参照ください