

スペシャル エレベーター

【形状・構造及び原理等】

【形状】



作業部（チップ）及び柄部（ハンドル）の形状により、37種類の製品がある。

種類 クレーン41、クレーン44、クレーン81、アピカル1、アピカル2、アピカル3、アピカル16、アピカル78、アピカル78S、アピカル79、アピカル79S、アピカル80、アピカル80S、アピカル301B、アピカル302B、アピカル303B、アピカル304B、アピカル301P、アピカル302P、アピカル303P、ルート カメロン、ルート34（12）、ルート34S（13）、セルディン1R、セルディン1L、セルディン2、セルディン3、セルディン4R、セルディン4L、コーブランド1、コーブランド2、コーブランド3、クライヤー30、クライヤー31、クライヤー39、クライヤー40、ヘイドブリンク

作業部

種類	チップ
クレーン41	
クレーン44	
クレーン81	
アピカル1	
アピカル2	
アピカル3	
アピカル16	
アピカル78	
アピカル78S	
アピカル79	
アピカル79S	
アピカル80	
アピカル80S	
アピカル301B	

アピカル302B	
アピカル303B	
アピカル304B	
アピカル301P	
アピカル302P	
アピカル303P	
ルート カメロン	
ルート34（12）	
ルート34S（13）	
セルディン1R	
セルディン1L	
セルディン2	
セルディン3	
セルディン4R	
セルディン4L	
コーブランド1	
コーブランド2	
コーブランド3	
クライヤー30	
クライヤー31	
クライヤー39	
クライヤー40	

ヘイドブリック	
---------	---

柄部

種類	ハンドル
クレーン41、クレーン44、 クレーン81、アピカル1、 アピカル2、アピカル3、 アピカル301B、アピカル302B、 アピカル303B、アピカル304B、 ルートカメロン、ルート34（12）、 ルート34S（13）、セルディン1R、 セルディン1L、セルディン2、 セルディン3、セルディン4R、 セルディン4L	ラージハンドル 
アピカル16、アピカル78、 アピカル78S、アピカル79、 アピカル79S、アピカル80、 アピカル80S、アピカル301P、 アピカル302P、アピカル303P、 コーブランド1、コーブランド2、 コーブランド3、クライヤー30、 クライヤー31、クライヤー39、 クライヤー40	ミディアムハンドル 
ヘイドブリック	ライトタッチハンドル 

〔成分〕

ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

歯牙を歯根膜より脱臼させ、抜歯するのに用いる。

【使用方法等】

歯牙と歯根膜の間に挿入し、歯の周囲を移動させながら靱帯を切断し、歯牙を歯根膜より剥離させる。

【使用上の注意】＊

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり、既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。

（注意事項の内容例）

平成26年10月31日事務連絡

「医療機器の添付文書の記載要領に関するQ&Aについて」別添1

【保守・点検に係る事項】＊

付着した血液等を十分に洗浄して乾燥させ、滅菌バッグ等に入れ、オートクレープ滅菌（121℃、20分以上、又は135℃、3分以上）を行う。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】＊

製造販売業者 白水貿易株式会社

電 話 番 号 06-6396-4400

F A X 番 号 06-6396-4457

ホームページ <https://www.hakusui-trading.co.jp/>

製 造 業 者 Premier Dental Products Company

製 造 国 アメリカ

