

機械器具 58 整形用機械器具
歯科インプラント技工用器材 70757000
一般医療機器

再使用禁止

ネオス ガイドスリーブ

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

[形状]



種類：φ5.0、φ6.0

【使用目的又は効果】

インプラント技工操作時、インスツルメントをガイドするために用いる。

【使用方法等】

インスツルメントを操作する際本品に通して使用し、適切な方向へガイドする。

【使用上の注意】

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり、既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。

(注意事項の内容例)

平成26年10月31日事務連絡

「医療機器の添付文書の記載要領に関するQ&Aについて」別添1

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者 白水貿易株式会社
製造国 スウェーデン
製造業者 Neoss AB
販売業者 株式会社デンタリード
電話番号 06-6396-4448
FAX番号 0120-24-0892
ホームページ <https://www.dentalead.co.jp/>

取扱説明書を必ずご参照ください