

機械器具 58 整形用機械器具
ドライバ及び抜出器 11345000
一般医療機器

ネオス インプラントマウント

【形状・構造及び原理等】

〔形状〕



種類：φ 5.0、φ 6.0

【使用目的又は効果】

インプラント手術時に、本品を取り付けた上でインプラントを埋入する。

【使用方法等】

インプラントに本品を取り付け、インプラント窩に埋入する。

【使用上の注意】

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり、既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。
(注意事項の内容例)
平成 26 年 10 月 31 日事務連絡
「医療機器の添付文書の記載要領に関する Q&A について」別添 1

【保守点検に係る事項】*

〔滅菌方法及び滅菌条件〕

本品を再使用する場合は、洗浄後、器具の水分を除去し、十分乾燥させてから滅菌バッグ等に入れ、以下の方法で滅菌を行ってから使用すること。

・高圧蒸気滅菌

・滅菌条件(推奨)

温度 134℃、時間 4～18 分間

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者 白水貿易株式会社
製造国 スウェーデン
製造業者 Neoss AB
販売業者 ネオス・ジャパン株式会社
電話番号 03-5289-3511
FAX 番号 03-5289-3512
ホームページ <https://www.neoss.co.jp/>