

機械器具 58 整形用機械器具
歯科インプラント技工用器材 70757000
一般医療機器

ネオス アジャストメントハンドル

【形状・構造及び原理等】

〔形状〕



【使用目的又は効果】

インプラント技工操作時、ネオス プロテクションレプリカ、インプラントレプリカを締結する。

【使用方法等】

本品の先端をネオス プロテクションレプリカ、インプラントレプリカに装着させ、手で回転させることにより締結する。

【使用上の注意】

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり、既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。
(注意事項の内容例)

平成 26 年 10 月 31 日事務連絡

「医療機器の添付文書の記載要領に関する Q&A について」別添 1

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者	白水貿易株式会社
製造国	スウェーデン
製造業者	Neoss AB
販売業者	株式会社デンタリード
電話番号	06-6396-4448
FAX 番号	0120-24-0892
ホームページ	https://www.dentalead.co.jp/