

機械器具 58 整形用機械器具
歯科インプラント技工用器材 70757000
一般医療機器

アクセス Neo ラボラトリースクリュー（ロング）

【形状・構造及び原理】

〔形状〕



〔原理〕

作業模型上のインプラントの模型に装着されたアバットメントを固定する。

【使用目的又は効果】

本品はネオス インプラントに装着する上部構造を作製するために用いる歯科技工用の器具である。

【使用方法等】

1. 使用するアバットメントを作業模型上のインプラントレプリカに装着する。
2. 本品をアバットメントのスクリューアクセスホールに通し、専用のドライバーを用いて固定する。
3. 上部構造を作製する。

【使用上の注意】

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり、既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。

（注意事項の内容例）

平成 26 年 10 月 31 日事務連絡「医療機器の添付文書の記載要領
に関するQ&Aについて」別添1

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 白水貿易株式会社
製造国 スウェーデン
製造業者 Neoss AB
販売業者 ネオス・ジャパン株式会社
電話番号 03-5289-3511
FAX番号 03-5289-3512
ホームページ <https://www.neoss.co.jp/>

取扱説明書を必ずご参照ください