

機械器具 58 整形用機械器具
歯科インプラント技工用器材 70757000
一般医療機器

ネオス モデルアナログ用ツール

【形状・構造及び原理等】

〔形状〕


アナログインサートピン



アナログインサートスクリュー



アナログプライヤー



【使用目的又は効果】

技工操作の過程において、作業用模型を製作する際に用いる。

【使用方法等】

アナログインサートピン及びアナログプライヤーを用いてネオスモデルアナログを作業用模型に装着する。緩い場合は、アナログプライヤーの先端部分のスクリュードライバーでアナログインサートスクリューをモデルアナログに取り付ける。

【使用上の注意】

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり、既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。

(注意事項の内容例)

平成 26 年 10 月 31 日事務連絡

「医療機器の添付文書の記載要領に関する Q&A について」別添 1

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者 白水貿易株式会社

製造国 スウェーデン

製造業者 Neoss AB

販売業者 株式会社デンタリード

電話番号 06-6396-4448

FAX 番号 0120-24-0892

ホームページ <https://www.dentalead.co.jp/>