

機械器具 42 医療用剥離子
歯科用起子及び剥離子 70683000
一般医療機器

LM マイクロサージカルインスツルメント

【形状・構造及び原理等】
[形状]
把柄部
ES：直径φ13.7mm（両端部）



【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者 白水貿易株式会社
電 話 番 号 06-6396-4400
F A X 番 号 06-6396-4457
ホームページ <https://www.hakusui-trading.co.jp/>
製 造 業 者 LM Instruments Oy
製 造 国 フィンランド

作業部		
種類	左作業部	右作業部
LM イニシア 171-172ES		
LM エレヴァ 173-174ES		
LM トゥネラ 175-177ES		
LM パピラソレヴァ 181-182ES		
LM パピラリモータ 179-180ES		
LM コルテロ 187-188ES		
LM オルバンレドンド 185-186ES		

【使用目的又は効果】
骨膜、粘膜等の組織の剥離または、口腔内の補綴物、異物の除去をするために用いる。

【使用方法等】
作業部で骨膜、粘膜等の組織の剥離または、口腔内の補綴物、異物の除去をする。

【使用上の注意】
個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり、既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。
（注意事項の内容例）
平成26年10月31日事務連絡
「医療機器の添付文書の記載要領に関するQ&Aについて」別添1

【保守・点検に係る事項】
付着した血液等を十分に洗浄して乾燥させ、滅菌バッグ等に入れ、オートクレープ滅菌（134℃-137℃、3分以上）を行う。