

2005 年 4 月 1 日 (新様式第 1 版)

届出番号 34B3X10001000002

医 0 4 整形用品
一般医療機器 医療ガーゼ 1 3 7 0 0 0 0 0

再使用禁止

白鶴ガーゼ

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 体内に留置しないこと

【形状・構造及び原理等】

綿100%のガーゼ

本品は、白い布で、におい及び味はない。
セルロースの親水性及び中空構造により吸水性を有し、液体の吸収を行う。

【使用目的、効能又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする主としてガーゼから成る器具をいう。

【操作方法又は使用方法】

使用目的に応じ、適宜使用する。
創傷面には滅菌して使用する。
滅菌は高压蒸気滅菌、EOG滅菌ができる。

【使用上の注意】

本品の使用は一回限りです。再使用しないでください。
体内に留置しないこと。
使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理してください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

【包装】

0.3×1 m

【製造販売業者及び

製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者 白鶴綿業株式会社
広島県広島市安芸区矢野東
6丁目10番32号
TEL082-888-0101