

2005 年 4 月 1 日（新様式第 1 版）

届出番号 34B3X10001000003

医 0 4 整形用品

一般医療機器 コットンボール 11028000

再使用禁止

白鶴綿球

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 体内に留置しないこと

【使用上の注意】

本品の使用は一回限りです。再使用しないでください。
体内に留置しないこと。
使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理してください。

【形状、構造及び原理等】

綿 100% 脱脂綿を球状に丸めたもの。
本品は、白色の繊維状の軟毛で、におい及び味はない。
セルロースの親水性及び中空構造により吸水性を有し、
液体の吸収を行う。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

水濡れに注意し、直射日光及び火気を避け、湿気の少ない
清潔な場所に保管すること。

【使用目的、効能又は効果】

様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を
除去するために用いる綿繊維の球状の塊をいう。

【包装】 100g

【操作方法又は使用方法】

使用目的に応じ、適宜使用する。
創傷面には滅菌して使用する。
滅菌は高圧蒸気滅菌、EOG滅菌ができる。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者 白鶴綿業株式会社
広島県広島市安芸区矢野東
6丁目10番32号
TEL 082-888-0101