

＊ ＊ 2019 年 1 月改訂（第 6 版）

＊ 2016 年 6 月改訂（第 5 版）

届出番号：23B3X00017000003

医 04 整形用品

一般医療機器 コットンボール 11028000

Kenz 綿球

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

＊ ＊ 綿 100% の脱脂綿を球状にして、表面加工剤で表面加工を行った製品。

【使用目的又は効果】

＊ 様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を除去するために用いる。

【使用方法等】

- ・ 適宜滅菌して使用すること。
- ・ 再滅菌はしないこと。

【使用上の注意】

- ・ 体内に留置しないこと。
- ・ 開封後は早めに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

（保管方法）

- ・ 直射日光及び火気、水濡れを避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
- ・ 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売者〕

株式会社長谷川綿行

＊ ＊ 〒481-0013 愛知県北名古屋市二子四反地 977-2
問い合わせ窓口（TEL）0568-24-1911

〔発売元〕

株式会社スズケン

〒461-8701 名古屋市東区東片端町 8 番地

（TEL）052-950-6325 （FAX）052-962-7440