

\*2019 年 6 月改訂（第 4 版）  
\*\*2016 年 2 月（第 3 版）（新記載要領に基づく改訂）

届出番号：23B3X00017000025

医 04 整形用品  
一般医療機器 コットンボール 11028000

## エコ・ホワイト

再使用禁止

**【禁忌・禁止】**  
再使用禁止

### 【形状・構造及び原理等】

\* 綿 100% の脱脂綿を球状にして、表面加工剤で表面加工を行った製品。

### 【使用目的又は効果】

\*\* 様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を除去するために用いる純繊維の球状の塊をいう。

### 【使用方法等】

- ・適宜滅菌して使用すること。
- ・再滅菌しないこと。

### 【使用上の注意】

- ・体内に留置しないこと。
- ・開封後は早めに使用すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

（保管方法）

- \*\* ・直射日光及び火気、水濡れを避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
- \*\* ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- \*\* [製造販売業者]  
株式会社長谷川綿行  
〒481-0013 愛知県北名古屋市二子四反地 977-2
- \* 問い合わせ窓口（TEL）0568-24-1911

### \*\* 【販売元】

株式会社アダチ  
〒540-0037 大阪市中央区内平町 3-2-10  
TEL：06-6942-3371