

**2019年2月改訂（第5版）

*2017年11月改訂（第4版）

届出番号：23B3X00017000030

医 04 整形用品

一般医療機器 コットンボール 11028000

滅菌綿球

再使用禁止

【禁忌・禁止】 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

- **・綿100%の脱脂綿を球状にして、表面加工剤で表面加工を行った製品。
本品は、エチレンオキシドガス滅菌を行ったもの。
 - 綿球に綿100%の糸を通した紐付製品もある。
- *・付属品：カップの付いている製品と付いていない製品がある。

【使用目的又は効果】

様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を除去するために用いる。

【使用方法等】

- ・適宜使用すること。
- ・再滅菌しないこと。

【使用上の注意】

- ・体内に留置しないこと。
- ・開封後は早めに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

(保管方法)

- ・直射日光及び火気、水濡れを避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。

(有効期間)

- ・容器又は包装に記載。【自己認証（自社データ）による（使用期限参照）】

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売業者]

株式会社長谷川綿行

〒481-0013 愛知県北名古屋市二子四反地 977-2

問い合わせ窓口（TEL）0568-24-1911