

* 2016 年 2 月（第 2 版）（新記載要領に基づく改訂）

2010 年 2 月（第 1 版）

届出番号：23B3X00017000063

医 04 整形用品

一般医療機器 医療用不織布 34655000

H・Mディスプレイガーゼ

再使用禁止

* 【禁忌・禁止】 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

- * レーヨン繊維を主原料に、繊維を高压水流で交絡させるспанレース法で製造される不織布シートを切断し、折り加工した製品。（合成繊維（レーヨン：100%不織布））

【使用目的又は効果】

創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布から成る被覆・保護材をいう。

【使用方法等】

- ・適宜滅菌して使用すること。
- * 創傷面には滅菌して使用すること。滅菌は高压蒸気滅菌、EOG 滅菌ができる。
- ・再滅菌しないこと。

【使用上の注意】

- ・体内に留置しないこと。
- ・開封後は早めに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

（保管方法）

- * 直射日光及び火気、水濡れを避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
- * 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売業者〕

株式会社長谷川綿行

〒481-0013 愛知県北名古屋市二子四反地 977-2

問い合わせ窓口（TEL）0568-24-1911