

＊ ＊ 2016 年 2 月（第 5 版）（新記載要領に基づく改訂）

＊ 2014 年 10 月（第 4 版）

届出番号：23B3X00017000066

医 04 整形用品

一般医療機器 医療用不織布 34655000

滅菌アピオス[®]スクエアガーゼ

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

＊ レーヨン製の繊維とポリエステル製の繊維を不織布加工し、これをガーゼ状に加工した製品。
本品は、エチレンオキシドガス滅菌を行ったもの。

【使用目的又は効果】

＊ 本品は、不織布から成る被覆・保護材で、創傷又は外科切開口を処置するために使用する。

【使用方法等】

＊ ＊ ・適宜使用すること。
＊ ＊ ・再滅菌しないこと。

【使用上の注意】

- ・体内に留置しないこと。
- ・開封後は早めに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

（保管方法）

＊ ＊ ・直射日光及び火気、水濡れを避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
＊ ＊ ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。

（有効期間）

＊ ＊ 容器又は包装に記載。【自己認証（自社データ）による（使用期限参照）】

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売業者〕

株式会社長谷川綿行

〒481-0013 愛知県北名古屋市二子四反地 977-2

問い合わせ窓口（TEL）0568-24-1911