

*2017年10月改訂(第2版)(新記載要領に基づく改訂)

2005年11月15日作成(第1版)

届出番号 40B3X10001000002

医04 整形用品

一般医療機器 医療脱脂綿 70975000

医療用脱脂綿

再使用禁止

【警告】

- *術後に枚数を確認することや術式に応じて使用する脱脂綿の種類・準備枚数(最小単位)を決めておくなど体内に遺残させないよう対策をとること

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- *電気メス等を近づけないこと
(引火するおそれがある)

【形状、構造及び原理等】

綿100%の脱脂綿製品
包装:パッケージに内容物の重量を記載。
50g・100g・250g・500g・1kg・2kg

【*使用目的又は効果】

医薬品を塗布したり、患者の体表から少量の体液を吸収したりする等、医療目的に使用するパッド状の綿繊維から成る材料をいう。

【*使用方法等】

使用目的に応じて適宜使用して下さい。
目的に応じて滅菌して下さい。
滅菌して使用する場合は、高圧蒸気滅菌、EO
G滅菌を使用して下さい。

【使用上の注意】

本品の使用は一回限りです。再使用しないでください。使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理してください。

【*保管方法及び有効期間等】

*直射日光、水漏れ、火気及び高温・多湿を避け清潔な場所に保管してください。

【*製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

株式会社 林衛材
〒812-0053福岡県福岡市東区箱崎1丁目20番19号
お問い合わせ先 092-651-2647
※添付文書(A4版)の必要な方は弊社までご連絡ください。