

2005年9月1日（新様式第1版）

届出番号13B3X00177000201

器 72 視力補正用レンズ

一般医療機器 眼鏡レンズ（35957000）

ローグラスL

【形状・構造等】

本品は老視矯正用のレンズで、現在使っている眼鏡に手軽に使用でき、携帯に便利にしましたものです。

【性能、使用目的、効果・効能】

老視矯正用のレンズ

【品目仕様】

球面屈折力：+1.0D,+1.5D,+2.0D,+2.5D,+3.0D,
+3.5D

【操作方法または使用方法等】

近視用眼鏡、サングラス、ファッショングラス等の内側に差し込み、眼鏡中央のブリッジ部に本品のクリップ部を挟んで使用する。

【使用上の注意】

- 1) 本品を使用しての運転操作や走行及びスポーツはお止め下さい。遠方や足元が見えず交通事故や転倒の原因となり危険です。
- 2) 50℃以上の場所（自動車のダッシュボードの上、ストーブ等のそば、サウナ）では変形しますので放置しないで下さい。
- 3) 無理な力を加えると壊れることがあります。
- 4) 太陽を見ないで下さい。
- 5) 硬い布等で拭かないで下さい。

【貯蔵・保管方法】

常温にて、ケースに入れて保管すること。

【包装】

合成皮革製ケース及びペット製ケースによる梱

包 1 個単位

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 株式会社ハセガワ・ビコー

住所 東京都江戸川区松本 2-41-4

電話番号 03-3655-4321

製造業者 株式会社ハセガワ・ビコー

住所 東京都江戸川区松本 2-41-4

電話番号 03-3655-4321