

2023年8月16日(新様式第1版)

届出番号 13B3X00177000320

器 22 検眼用器具

一般医療機器 検眼レンズ (34653000)

エクステンション AS1.60 見え方体験ツール

【形状・構造及び原理等】

レンズ部分はプラスチック製、屈折率 1.60、遠用度数は-0.25D,-0.50D,+0.25D,+0.50D、ホルダー部：セルロースアセテート、レンズ径 48mm(有効径)。
つまみ部分もセルロースアセテートで商品略号および加入度（単位はディオプトリ：D）を表示。他の検眼レンズと組み合わせてまたは単独で使用するにより、単焦点レンズの装用感を体験します。

【性能・使用目的又は効果】

検眼レンズ(度数決定には使用しないでください)

【品目仕様等】

視力補正用

セット組み：4 度数セット、他仕様による

【操作方法又は使用方法】

ホルダー付きレンズを眼前に配置し、被検者が見え具合を体験し、装用感の確認を行う。

【使用上の注意】

瞳孔間距離も合わせず、あくまで見え具合の体験。装用感の確認のツールであるので、度数決定には検眼レンズが挿入されたトライアルフレームを使用してください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

室温で保管してください。

【包装】

4 度数。各度数ごと袋入れ。

その他、セット品構成により、異なります。

【製造業者又は輸入販売業者の氏名及び住所等】

製造販売元

株式会社ハセガワ・ビコー

東京都江戸川区松本 2-41-4

販売元

株式会社HOLTジャパン株式会社

東京都中央区日本橋茅場町 1-1-8 小浦第2ビル5F

電話 03-3663-0811