

機械器具 12 理学診療用器具
高度管理医療機器 白内障・硝子体手術装置 JMDNコード：70652000

「VERITAS ビジョンシステム」の付属品

ソフトチップ I/A ハンドピース （MCS4521ST）

再使用禁止

【禁忌・禁止】

使用方法

- (1) 再使用禁止。
- (2) 再滅菌禁止。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状



2. 原材料

ABS樹脂、シリコン、ステンレス鋼、エポキシ接着剤

3. 原理

本品は超音波乳化吸引装置に接続し、眼灌流液の眼内への注入及び眼内から吸引物の吸引を行うために使用する。

【使用目的又は効果】

白内障手術及び / 又は硝子体手術に用いる眼内手術用複合機器であり、灌流、吸引、水晶体破碎、硝子体切除、ジアルミーの機能を備える。

【使用方法等】

1. 使用方法

本品を超音波乳化吸引装置の灌流、吸引チューブに接続する。

2. 組み合わせて使用する医療機器

本品は組み合わせて使用する機器があるので、詳細は超音波乳化吸引装置の取扱説明書等を参照すること。

【使用上の注意】

不具合・有害事象

不具合・有害事象に関する詳細は超音波乳化吸引装置の添付文書を参照すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売業者】

エイエムオー・ジャパン株式会社

電話：03-4411-4902

【製造業者】

ジョンソン・エンド・ジョンソン サージカル ビジョン社

Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. アメリカ合衆国