

器具器械 6 6 歯科用練成器  
一般医療機器 歯科用練成器具 JMDN コード：70682000

## クリーンパッド

### 【形状・構造及び原理等】

一辺が 9 5 mm の菱形形状をしたパラフィン含浸紙。

### 【使用目的、効能又は効果】

（一般的名称定義）

歯科材料（印象材料、セメントなど）を練和又は混和する器具をいう。注入機能を有することがある。印象材料練和器及びセメント練成器を含む。ヘラ状の器具を除く。

### 【操作方法又は使用方法等】

歯科用のセメント練板紙

### 【使用上の注意】

使用前に練板紙上に異物がないことを確認する。

### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

高温、多湿、水濡れを避け、汚染しないように保管すること。

### 【包装】

1 0 0 枚綴り 3 冊を紙箱入り。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 有限会社 パーツール  
住 所 〒354-0021  
埼玉県富士見市鶴馬 3229-6  
TEL・FAX 049-255-5355