

一般医療機器 単回使用クラスⅠ処置キット（コード：33961001）

リズブル 歯科検診基本セット

再使用禁止

【禁忌・禁止】 再使用禁止

【形状・構造および原理等】

1. 形状・構造

- ・エプロンなし

	構成品	数量
1	ミラー	1
2	ピンセット	1
3	エキスポローラー	1
4	トレー	1

- ・エプロンあり

	構成品	数量
1	ミラー	1
2	ピンセット	1
3	エキスポローラー	1
4	トレー	1
5	エプロン	1

2. 原材料

1) ミラー

本体：ABS樹脂

ミラー：ポリカーボネート

2) ピンセット

本体：ABS樹脂

作業部：ステンレススチール

3) エキスポローラー

本体：ABS樹脂

作業部：ステンレススチール

【使用目的又は効果】

一般的な処置を行うために必要なクラスⅠの各種器具、被覆保護材及び医薬品の全てを含む、プレパッケージされたキットであり、本品は単回使用である。

【使用方法等】

ハンドル部を持ち、口腔内の診察及び診断を行う。

【使用上の注意】

- 劣化や異常が見られる場合は使用しないこと。
- 破損等の原因となるので、以下は行わないこと。
 - 粗雑な取り扱いをすること。
 - 形態変更や改造等を行うこと。
 - 器具をヒートリングすること。
- 本品は滅菌済みのため包装の破損が認められた場合は使用しないこと。
- 本品は滅菌済であるため、再滅菌しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- 高温多湿を避け、直射日光のあたらない清潔な場所に保管すること。
- 保管中、損傷しないように注意すること。

〔有効期限〕

- 製造日より3年〔記載の有効期限は製造元のデータによる。〕
- 包装材記載の使用期限までに使用すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前に破損、ヒビ、キズ、腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社 ピーディーアール

愛知県名古屋市中白区原4-106