

歯07 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用ワックス成形品（コード：31836020）

コスパワックスパターン

【形状・構造及び原理等】

シートタイプ：約70mm×70mmのシートに丸、
またはハニカム状の穴が空いている
クラスプタイプ：予めクラスプ状に形成されている

色調：赤色

原理：常温にて加工、もしくは熱により軟化し、加工
できる。

【使用目的又は効果】

可撤性局部義歯を維持するための器具を作製するため
に用いる

【使用方法等】

適切な種類のもを選び、必要部分を切り取り耐火模
型上に圧接してワックスアップする。

【使用上の注意】

- ・本材は、可燃性であるので、使用の際、やけどをしないよう注意すること。
- ・本材はスプルー、バー、クラスプ等の鑄造の目的以外には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・常温保管
- ・高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所等）に放置しないこと。
- ・使用及び保管場所には、消火器を備えること。
- ・火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
株式会社 ピーディーアール
愛知県名古屋市中天白区原4-106