

2021 年 8 月 1 日作成（新様式第 2 版）

医療機器届出番号 32B3X00003000001

器 15 舌圧子

一般医療機器 舌圧子 14066000

再使用禁止

MM I ディスポ舌圧子

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状構造及び原理等】

天然木を細長い板状に加工したものを滅菌した商品

【使用目的、効能又は効果】

舌を移動させて、周辺臓器及び組織の検査を容易にするために用いる手術器具

【操作方法又は使用方法等】

使用目的に応じ、適宜使用する

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
 - 包装を開封したらすぐに使用すること
 - 包装が破損、汚損している場合、及び製品に破損、変形等の異常が認められる場合は使用しないこと
2. その他の注意
 - 使用後は感染防止に配慮して安全な方法で処分すること

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 水濡れに注意し、高温多湿、直射日光を避けて保管
- 使用期限は外袋の使用期限欄を参照
[自己認証（自社データ）により設定]

【包装】

1 本入滅菌パック包装 100 袋入／箱

【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所等】

製造販売業者

株式会社ひろセプロダクト

〒692-0412 島根県安来市広瀬町下山佐 356 番地 3

お問合せ先 TEL (0854) 32-2648

外国製造業者

武夷山正華竹木製品有限公司（中国）

販売元

村中医療器株式会社

大阪府和泉市あゆみ野 2 丁目 8 番 2 号