

医 04 整形用品  
一般医療機器 医療ガーゼ (JMDNコード13700000)

## 滅菌オレンジケアガーゼH

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

再使用禁止

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者  
日野薬品工業株式会社  
Tel 0570-011-881

#### 【形状、構造及び原理等】

綿100%のガーゼ製品

#### 【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする主としてガーゼから成る器具をいう。

#### 【使用方法等】

使用目的に応じ、適宜滅菌袋から取り出して使用してください。

#### 【使用上の注意】

- ・体内に残らないように使用してください。
- ・開封後は早めに使用してください。
- ・滅菌袋が破損、汚損等している場合は使用しないでください。
- ・使用後は感染防止に留意して衛生的に処分してください。

#### 【保管方法又は有効期間等】

保管方法

- ・直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管してください。
- ・小児の手の届かない所に保管してください。

有効期間

- ・使用期限：化粧箱に記載〔自己認証による〕