

医 04 整形用品  
一般医療機器 医療脱脂綿 (JMDN コード 70975000)

## オレンジケアコットンH

### 再使用禁止

---

#### 【禁忌・禁止】

再使用禁止

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者  
日野薬品工業株式会社  
Tel 0570-011-881

#### 【形状、構造及び原理等】

綿100%の脱脂綿製品

#### 【使用目的又は効果】

医薬品を塗布したり、患者の体表から少量の体液を吸収したりする等、医療目的に使用するパッド状の綿繊維から成る材料をいう。

#### 【使用方法等】

使用目的に応じ、適宜使用してください。

#### 【使用上の注意】

- ・体内に残らないように使用してください。
- ・開封後は早めに使用してください。
- ・使用後は感染防止に留意して衛生的に処分してください。

#### 【保管方法又は有効期間等】

保管方法

- ・直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管してください。
- ・小児の手の届かない所に保管してください。