

機械器具 21 内臓機能検査用器具

一般医療機器 再使用可能な心電用電極 42489000

心電計用共通付属品セット ASE-02Y

【警告】

詳細は各医療機器添付文書をご確認ください。

【禁忌・禁止】


詳細は各医療機器添付文書をご確認ください。

【形状・構造及び原理等】


構成品と種類

1.構成品


No.1 誘導コード CP-104 (CP-104J)



No.2 エーカークリップ TE- (TE-43)



No.3 胸部電極 TE- (TE-01)



No.	構成医療機器である 既届出医療機器等の名称		医療機器届出番号
	一般的名称	販売名	
1	心電計ケーブル 及びリード	誘導コード CP-104 (CP-104J)	13B1X00003S00044
2	再使用可能な 心電用電極	エーカークリップ TE- (TE-43)	13B1X00003S00009
3	再使用可能な 心電用電極	胸部電極 TE- (TE-01)	13B1X00003S00007

2.種類

	型式
	ASE-02Y
誘導コード CP-104 (CP-104J)	1 本
エーカークリップ TE- (TE-43)	1 箱
胸部電極 TE- (TE-01)	1 箱
電源コード (CS-20)	1 本

作動・動作原理

各医療機器添付文書をご確認ください。

【使用目的、効能又は効果】

使用目的

本品は汎用心電計、多機能心電計などで心電図の検査を行うために必要となる、再使用可能な心電用電極、心電計ケーブル及びリード、及び付属品をセットにしたものである。

再使用可能な心電用電極は、体表に設置し、体表の電気信号を心電計に伝達する導体であり、再使用可能である。

心電計ケーブル及びリードは、患者の心電図信号を心電計に伝達する装置である。

構成品の使用目的は各医療機器添付文書をご確認ください。

【品目仕様等】

特性・性能又は機能

詳細は各医療機器添付文書をご確認ください。

【操作方法又は使用方法等】

詳細は各医療機器添付文書をご確認ください。

【使用上の注意】

禁忌・禁止

詳細は各医療機器添付文書をご確認ください。

重要な基本的注意

詳細は各医療機器添付文書をご確認ください。

相互作用

詳細は各医療機器添付文書をご確認ください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

貯蔵・保管方法

次の条件を満たしている環境下で保管してください。

温度：-10～60℃

湿度：10～95%（結露しないこと）

使用期間

詳細は各医療機器添付文書をご確認ください。

【保守・点検に係る事項】

詳細は各医療機器添付文書をご確認ください。

【包装】

1 セット/箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

フクダ電子株式会社

〒113-8483 東京都文京区本郷 3-39-4

電話番号：03-3815-2121(代)

製造業者

フクダ電子株式会社